


Prodotti di miglior comfort termofisiologico

Metodi di valutazione del comfort

Impiego dello skin model per la determinazione di resistenza termica (R_{ct}) e resistenza evaporativa (R_{et}).

Determinazione di permeabilità al vapore acqueo (W_d) e dell'indice di permeabilità al vapor d'acqua (i_{ma})

Skin Model (1)




**Dispositivo per la
produzione della
“lama” d’aria**

**Sensore
temperatura**

**Sensore
umidità**

Tecnotessile

Skin Model (2)




**Sensore velocità
aria**

**Piastra su cui
posizionare il
campione.**

**Il quadrato
interno è la zona
di misura, la
cornice è la
guardia.**

Tecnotessile

Skin Model (3)



**Camera
climatica**

**Riserva
d'acqua**

**Hardware e
Software di
controllo**

Tecnotessile